


NO

DK

SE

Bruksanvisning

Støtte/brokkbeltet



Bælte skal brukes i samråd med helsepersonell.
Bælte kan benyttes på begge sider.

Støtte/brokkbeltet


Bælte tas på over område som ønskes støtte/beskyttet og justeres med borrelås etter behov.
Ved behov kan bælte tilkappes for å formtilpasser bælte til kroppen.
Ved klipping av hull til stomiplate; strekk bæltet under klipping, lag et snitt og form til hullets ønskede størrelse.
Bælte kan benyttes under alle aktiviteter, men anbefales ikke langtidsbruk.

Vaskeanvisning:

Støtte/brokkbeltet kan vaskes på 40°C og dryppterkes.
Ved bading i klor eller saltvann skal den skylles godt.
Under vask anbefales det at borrelås er montert sammen.

Brugsanvisning

Støtte/Brokbælte



Bæltet skal bruges i samråd med læge
Bæltet kan bruges på begge sider.

Støtte/Brok bælte


Bæltet monteres over område som ønskes støttet/beskyttet og justeres med velcrolås efter behov.
Bæltets form kan efter behov ændres ved klipning
Ved klipning af hul til stomiplade; stræk bæltet under klipning, lav et snit og form hullet til ønsket størrelse.
Bæltet kan benyttes under alle aktiviteter, men langtidsbrug anbefales ikke.

Vaskeanvisning

Vaskes ved 40 grader. Undgå tørring i tørretumbler.
Bæltet skyldes grundigt efter badning i klor eller saltvand
Det anbefales at velcrolås er låst under vask.

Bruksanvisning

Stöd/ bråckbälte



Bälte ska användas i samråd med hälsopersonal.
Bälte kan användas på båda sidorna.

Stöd/ bråckbälte

Bälten sätts över det området som man önskar att stödja/skydda. Man justerar hur hårt man vill att det ska sitta med hjälp av kardborrlåset.
Finjustering/tillklippning för individuell passform kan göras.
Vid tillpassning av stomi platta, sträck ut bältet, skär och forma önskad storlek på öppningen.
Bälte kan användas vid aktiviteter, men bör inte användas under för lång tid.

Tvättråd

Tvättas i 40 grader Celsius och ska dropp torkas. Skölj väl efter bad i klor eller saltvatten. Kardborrlås ska vara låst vid tvätt.